

# Fresas Quirúrgicas de ADIN

*La Receta Perfecta Para el Éxito*





# ADIN Fresas Quirúrgicas

Fresas de Dos y Tres pasos DLC (Diamond-Like Carbon)

*Deje Atrás Todas las Limitaciones  
del Fresado*

**Las nuevas fresas DLC de ADIN (Diamond-Like Carbon)  
harán que sus procedimientos quirúrgicos sean más  
cómodos y sencillos que con cualquier otro sistema  
que haya utilizado antes**

## ¿Qué es el DLC (Diamond-Like Carbon)?

En la naturaleza, los diamantes se pueden encontrar en dos estructuras cristalinas diferentes, la forma más común es la estructura de red cúbica, y la forma atípica es una red hexagonal llamada lonsdaleíta, el DLC de las fresas quirúrgicas Adin combina ambas formas.

El revestimiento DLC, en su forma pura, es al menos tan duro como el diamante y con un coeficiente de fricción equivalente al del teflón.


## Beneficios de las nuevas fresas DLC:

- ✓ Aumento de la precisión
- ✓ Color y marcas de alto contraste para una mejor visibilidad
- ✓ Menos pasos de fresado debido a sus diseños de 2 y de 3 etapas
- ✓ Función avellanadora integrada
- ✓ Aumento de la estabilidad en el ápice de los implantes
- ✓ Mínima fricción en la zona de corte,  
para una mejor y más rápida cicatrización
- ✓ Resistentes a la corrosión
- ✓ Vida útil incrementada del filo de corte

# ADIN Fresas Quirúrgicas

## Fresas de Tres pasos DLC (Diamond-Like Carbon)

Las nuevas fresas piloto de tres pasos, acortan el procedimiento puesto que equivalen al uso de las fresas de 2,0; 2,8 y 3,2 en la secuencia de fresado



Referencia	Descripción	D1	D2	D3
TD2218	Fresa Tri-Step DLC, Larga	1,8	2,35	3,2
TD1511	Fresa Tri-Step DLC, Corta	1,8	2,35	3,2

Nota: debido a la longitud de la punta de las fresas, debe tenerse en cuenta que la preparación real supera en hasta 1 mm la longitud de las marcas.

# ADIN Fresas Quirúrgicas

## Fresas de dos pasos DLC (Diamond-Like Carbon)



### Cortas

Referencia	Descripción	D1	D2	Marca de color
DL1320	Fresa piloto 2mmD x 6-13mmL	2,0	2,0	Blanco
DL1328	Fresa espiral de 2 pasos 2,3/2,8mmD x 6-13mmL	2,8	2,3	Rojo
DL1332	Fresa espiral de 2 pasos 2,8/3,2mmD x 6-13mmL	3,2	2,8	Azul
DL1336	Fresa espiral de 2 pasos 3,2/3,6mmD x 6-13mmL	3,6	3,2	Verde
DL1342	Fresa espiral de 2 pasos 3,8/4,2mmD x 6-13mmL	4,2	3,8	Negro
DL1346	Fresa espiral de 2 pasos 4,2/4,6mmD x 6-13mmL	4,6	4,2	Amarillo
DL1352	Fresa espiral de 2 pasos 4,8/5,2mmD x 6-13mmL	5,2	4,8	Marrón
DL1356	Fresa espiral de 2 pasos 5,2/5,6mmD x 6-13mmL	5,6	5,2	Gris

Nota: debido a la longitud de la punta de las fresas, debe tenerse en cuenta que la preparación real supera en hasta 1 mm la longitud de las marcas.

*No es solamente una fresa distinta  
jes toda una revolución!*

### Largas

Referencia	Descripción	D1	D2	Marca de color
DL1820	Fresa piloto 2mmD x 8-18mmL	2,0	2,0	Blanco
DL1828	Fresa espiral de 2 pasos 2,3/2,8mmD x 8-18mmL	2,8	2,3	Rojo
DL1832	Fresa espiral de 2 pasos 2,8/3,2mmD x 8-18mmL	3,2	2,8	Azul
DL1836	Fresa espiral de 2 pasos 3,2/3,6mmD x 8-18mmL	3,6	3,2	Verde
DL1842	Fresa espiral de 2 pasos 3,8/4,2mmD x 8-18mmL	4,2	3,8	Negro
DL1846	Fresa espiral de 2 pasos 4,2/4,6mmD x 8-18mmL	4,6	4,2	Amarillo
DL1852	Fresa espiral de 2 pasos 4,8/5,2mmD x 8-18mmL	5,2	4,8	Marrón
DL1856	Fresa espiral de 2 pasos 5,2/5,6mmD x 8-18mmL	5,6	5,2	Gris

Nota: debido a la longitud de la punta de las fresas, debe tenerse en cuenta que la preparación supera en hasta 1 mm la longitud de las marcas.

