






# Guía de Torques



Producto	Torques en Ncm				
Tornillos de Cierre  Pilares de Cicatrización  Tapas Pilar TMA		Manual (15)	Manual (15)	Manual (15)	Manual (15)
Pilares Temporales		35	35	35	35
Pilares TMA Rectos  Pilares TMA Angulados  Tornillos de Retención para Pilares TMA		35	35	35	35
Pilares Cementables de Titanio  Pilares Cementables de Zirconio  Pilares Calcinables y Sobrecolables		35	35	35	35
Pilares de Bola		35	35	35	35



# Tornillos del Sistema de Prótesis Adin



Producto		Referencias y Métrica			
Tornillos de Pilar Temporales De Titanio De Zirconia Calcinables Sobrecolables		UNF 0-80	M 1,6	M 2,0	UNF 1-72
		NP 0001	RP 0001	WP 0001	RS 3400 (Rectos)  RS 3415 (P. Conex.)  RS 3480 (Angulados)
Tornillos de Pilar TMA		NP 0039	RP 0039	WP 3406	RS 3403 (Angulados)
		NP 0040	RP 0040	WP 3407	RS 3406
		NP 0041	RP 0041	WP 3408	RS 3407
					RS 3408
Tornillos de Retención de Prótesis		RS 3404 (Para TMA)  RS 3460 (Para P. de Conexión)			
Tornillos de Transfer de Impresión		NP 0027 (Cerrada)	RP 0027 (Cerrada)	WP 0027 (Cerrada)	RS 3425 (Cerrada)
		NP 0028 (Abierta)	RP 0028 (Abierta)	WP 0028 (Abierta)	RS 3427 (Cerrada - Largo)
		RS 5008 (Para P. TMA)			